

## EZ-IO<sup>®</sup>-Produktsystem

Für Patienten jeden Alters und Gewichts

### LEISTUNGSMERKMALE

- Schnelle Einführung
- Stabil und sicher
- Medikamente erreichen das zentrale Gefäßsystem in Sekundenschnelle
- Wirksame, sichere Platzierung an mehreren Stellen für Patienten jeden Gewichts
- Batteriebetrieb sorgt für eine mühelose und kontrollierte Einführung
- Katheter mit Standard-Luer-Verbindungsstück
- Abgabe von Flüssigkeit, Medikamenten und Blutprodukten direkt in das Gefäßsystem, wobei die Blutkonzentration mit der einer intravenösen Infusion vergleichbar ist
- Leichtes Entfernen – keine besonderen Werkzeuge erforderlich

### TECHNISCHE DATEN

#### EZ-IO-Elektrobohrer – versiegelte Lithiumbatterie (wieder verwendbar)

Stromversorgung	Versiegelte Lithiumbatterie (Batterie muss nicht ausgewechselt werden)
Abmessungen	14 cm x 9 cm x 5 cm
Gewicht	455 g mit Lithiumbatterie

#### EZ-IO PD-Nadelsatz (Einmalgebrauch)

Größe	15 Gauge (1,8 mm) x Länge 15 mm
Gewicht	5 g (in steriler Verpackung)
Material	rostfreier Stahl 304
Sonstiges	latexfrei

#### EZ-IO AD-Nadelsatz (Einmalgebrauch)




Größe	15 Gauge (1,8 mm) x Länge 25 mm
Gewicht	5 g (in steriler Verpackung)
Material	rostfreier Stahl 304
Sonstiges	latexfrei

#### Fester EZ-IO-Tragekoffer

Abmessungen	21 cm x 15 cm x 5,7 cm
Gewicht	280 g

#### EZ-IO-Gefäßzugangs-Pack

Abmessungen	16 cm x 25 cm x 10 cm
Gewicht	450 g



Immediate Vascular Access...

*When You Need It Most<sup>SM</sup>*

## Preisliste EZ-IO®

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Preis <sup>1</sup>
9001/1	AD-Nadelsatz - für Patienten ab 40 kg Grösse: 25 mm; 15 Gauge	1 steriler AD-Nadelsatz 1 EZ-Connect-Verlängerungssatz, 1 Armband, 1 Gebrauchsanleitung	145.–
9001	5 AD-Nadelsätze - für Patienten ab 40 kg	5 x Ausführung wie Art.Nr. 9001/1	680.–
9018/1	PD-Nadelsatz - für Patienten von 3 bis 39 kg Grösse: 15 mm; 15 Gauge	1 steriler PD-Nadelsatz 1 EZ-Connect-Verlängerungssatz, 1 Armband, 1 Gebrauchsanleitung	145.–
9018	5 PD-Nadelsätze - für Patienten von 3 bis 39 kg	5 x Ausführung wie Art.Nr. 9018/1	680.–
9079/1	LD-Nadelsatz - Spezialnadel für Patienten ab 40 kg Grösse: 45 mm; 15 Gauge	1 steriler LD-Nadelsatz 1 EZ-Connect-Verlängerungssatz, 1 Armband, 1 Gebrauchsanleitung	165.–
9079	5 LD-Spezial-Nadelsätze - für Patienten ab 40 kg	5 x Ausführung wie Art.Nr. 9079/1	780.–
9050	Elektrobohrer - versiegelte Lithiumbatterie	1 Bohrer, 10 Jahre Garantie <sup>2</sup>	370.–
9058	G3-Elektrobohrer - kl. Modell inkl. Batteriekontrolle	1 Bohrer, 10 Jahre Garantie <sup>2</sup>	395.–
9000	Starterkit - AD und PD	10 Nadelsätze (5 AD/5 PD), 2 Bohrer, Je 1 Trainingsnadelsatz, 3 Taschen, 1 Trainingsbohrer, 1 Set Knochen	2980.–
9000/G3	Starterkit - AD und PD	1 x wie Art.Nr. 9000, mit Art.Nr. 9058/9065	3050.–
<b>Zubehör:</b>			
9027	Tragetasche, Textil	1 Tasche	65.–
9007	Fester Tragekoffer	1 Koffer	25.–
9065	G3-Tragetasche, Textil	1 Tasche, für G3-Bohrer	70.–
9074	G3-Fester Tragekoffer	1 Koffer, für G3-Bohrer	25.–
9029	Bohrergestell zur Montage im Notfallwagen	1 Halterung	18.–
9072	G3-Bohrergestell zur Montage im Notfallwagen	1 Halterung für G3-Bohrer	18.–
9066	EZ-Stabilizer - Nadelfixierung	1 Nadelfixierung	8.–
9013	EZ-Connect - abgewinkelte Verlängerung	1 Verlängerung	9.50.–
<b>Schulungsmaterial:</b>			
9017	AD-Trainingsnadel - für Patienten ab 40 kg	1 AD-Trainingsnadelsatz	55.–
9021	PD-Trainingsnadel - für Patienten (3 - 39 kg)	1 PD-Trainingsnadelsatz	55.–
9078	LD-Trainingsnadel - für Patienten ab 40 kg	1 LD-Trainingsnadelsatz	65.–
9055	Elektrobohrer Training	1 Trainingsbohrer	370.–
9059	G3-Elektrobohrer Training	1 Trainingsbohrer	395.–
1167-2	Trainingsknochen - Neugeborene Tibia	1 Trainingsknochen	48.–
1117-5-1	Trainingsknochen - Kind Tibia	1 Trainingsknochen	62.–
1125-29-1	Trainingsknochen - Erwachsene Tibia	1 Trainingsknochen	68.–
1051-16-1	Trainingsknochen - Erwachsene Humerus	1 Trainingsknochen	60.–
1126-110	Trainingsknochen - Erwachsene Distal Tibia	1 Trainingsknochen	60.–
1111	Set Trainingsknochen	5 Trainingsknochen	295.–
T427	Trainings-Poster	1 Poster	10.–

<sup>1</sup> Preis in CHF, exkl. MWSt. - <sup>2</sup> 10 Jahre Garantie oder 500 IO-Zugänge



Gewerbestrasse 2 - CH-4563 Gerlafingen  
Tel. +41 (0) 32 566 71 72 - Fax +41 (0) 32 675 76 36  
info@tinovamed.ch - www.tinovamed.ch