

EZ-IO[®]-Produktsystem

Für Patienten jeden Alters und Gewichts

LEISTUNGSMERKMALE

- Schnelle Einführung
- Stabil und sicher
- Medikamente erreichen das zentrale Gefäßsystem in Sekundenschnelle
- Wirksame, sichere Platzierung an mehreren Stellen für Patienten jeden Gewichts
- Batteriebetrieb sorgt für eine mühelose und kontrollierte Einführung
- Katheter mit Standard-Luer-Verbindungsstück
- Abgabe von Flüssigkeit, Medikamenten und Blutprodukten direkt in das Gefäßsystem, wobei die Blutkonzentration mit der einer intravenösen Infusion vergleichbar ist
- Leichtes Entfernen – keine besonderen Werkzeuge erforderlich

TECHNISCHE DATEN

EZ-IO-Elektrobohrer – versiegelte Lithiumbatterie (wieder verwendbar)

Stromversorgung	Versiegelte Lithiumbatterie (Batterie muss nicht ausgewechselt werden)
Abmessungen	14 cm x 9 cm x 5 cm
Gewicht	455 g mit Lithiumbatterie

EZ-IO PD-Nadelsatz (Einmalgebrauch)

Größe	15 Gauge (1,8 mm) x Länge 15 mm
Gewicht	5 g (in steriler Verpackung)
Material	rostfreier Stahl 304
Sonstiges	latexfrei

EZ-IO AD-Nadelsatz (Einmalgebrauch)



Größe	15 Gauge (1,8 mm) x Länge 25 mm
Gewicht	5 g (in steriler Verpackung)
Material	rostfreier Stahl 304
Sonstiges	latexfrei

Fester EZ-IO-Tragekoffer

Abmessungen	21 cm x 15 cm x 5,7 cm
Gewicht	280 g

EZ-IO-Gefäßzugangs-Pack

Abmessungen	16 cm x 25 cm x 10 cm
Gewicht	450 g



Immediate Vascular Access...

When You Need It MostSM

Preisliste EZ-IO

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Preis*
9001	AD-Nadelsatz - für Patienten ab 40 kg	1 steriler AD-Nadelsatz	145.–
	Grösse: 25 mm; 15 Gauge	1 EZ-Connect-Verlängerungssatz, 1 Armband, 1 Gebrauchsanleitung	
9001/5	5 AD-Nadelsätze - für Patienten ab 40 kg	5 x Ausführung wie Art.Nr. 9001	680.–
9018	PD-Nadelsatz - für Patienten von 3 bis 39 kg	1 steriler PD-Nadelsatz	145.–
	Grösse: 15 mm; 15 Gauge	1 EZ-Connect-Verlängerungssatz, 1 Armband, 1 Gebrauchsanleitung	
9018/5	5 PD-Nadelsätze - für Patienten von 3 bis 39 kg	5 x Ausführung wie Art.Nr. 9018	680.–
9050	Elektrobohrer - versiegelte Lithiumbatterie	1 Bohrer, 10 Jahre Garantie	370.–
9000	Starterkit - AD und PD	10 Nadelsätze (5 AD/5 PD), 2 Bohrer, Je 1 Trainingsnadelsatz, 3 Taschen, 1 Trainingsbohrer, 1 Set Knochen	2980.–
Zubehör:			
9027	EZ-IO Gefässzugangspack	1 Tasche	65.–
9007	Fester Tragekoffer	1 Koffer	25.–
9029	Bohrergestell zur Montage im Notfallwagen	1 Halterung	18.–
T427	Trainings-Poster	1 Poster	5.–
Schulungsmaterial:			
9017	AD-Trainingsnadel - für Patienten ab 40 kg	1 AD-Trainingsnadelsatz	55.–
9021	PD-Trainingsnadel - für Patienten (3 - 39 kg)	1 PD-Trainingsnadelsatz	55.–
9055	Elektrobohrer Training	1 Trainingsbohrer	370.–
1167-2	Trainingsknochen - Neugeborene Tibia	1 Trainingsknochen	48.–
1117-5-1	Trainingsknochen - Kind Tibia	1 Trainingsknochen	62.–
1125-29-1	Trainingsknochen - Erwachsene Tibia	1 Trainingsknochen	68.–
1051-16-1	Trainingsknochen - Erwachsene Humerus	1 Trainingsknochen	60.–
1126-110	Trainingsknochen - Erwachsene Distal Tibia	1 Trainingsknochen	60.–
1111	Set Trainingsknochen	5 Trainingsknochen	295.–

* Preis in CHF, exkl. MWSt.



Gewerbestrasse 2 - CH-4563 Gerlafingen
 Tel. +41 (0) 32 566 71 72 - Fax +41 (0) 32 675 76 36
 info@tinovamed.ch - www.tinovamed.ch