

## Krankentrage DIN 13024



**CHF 340.-**

Aus Leichtmetall. Quadratprofil. Bezug Polyester, beschichtet. **Zweimal** zusammenlegbar. 4 Gleitfüsse. 2 Patientenhaltgurte mit Schnellverschluss. Dimension offene Trage: 230 x 56 x 14 cm. Dimension Trage zweimal zusammengelegt: 104 x 15 x 14 cm. Gewicht: 9 kg

## Untersuchungsliege 370 S



**CHF 695.-**

Liegeflächenhöhe 68 cm. Polsterfarbe: grün. Polsterhöhe: 5 cm. Liegefläche 3-teilig. Kopf- und Fussteil(!) mittels Raste positiv verstellbar. Rahmen aus Winkelstahl. Füsse aus Vierkant-Stahlrohr (zum Transport eingeklappt). Rahmen und Füsse pulverbeschichtet, weiss. Dimension: 190 x 70 x 68 cm.

## Burn Kit Multi



**CHF 298.-**

Verbrennungsset für thermische und chemische Unfälle.

Inhalt: 1 Diphotérine 500 ml Augenspülung. 1 Diphotérine MINI 200 ml Hautdekontamination. 2 Vestasan 4 x 6 cm. 2 Vestasan 9 x 10 cm. 1 Vestasan 15 x 20 cm. 1 Vestasan 35 x 50 cm. 1 Vestagel 100 ml. 1 Universalkleiderschere. 2 elastische Fixierbinden. 1 Rolle Heftpflaster. 1 Paar OP-Handschuhe steril. 1 Rettungsdecke

## Rettungssäule, gefüllt



**CHF 695.-**

Sanitäts-Wandschrank aus robustem Stahlblech, orange, grün oder weiss inkl. Notfallschlüssel.  
Füllung: 1 Krankentrage DIN13024.  
1 Rettungstuch Nylon. 1 Woldecke.  
1 Verbandkasten DIN13157C.

## Erste-Hilfe Koffer Multi



**ab CHF 120.-**

Schlagfester ABS-Kunststoff. Orange. Transparente Abdeckplatten schützen Füllteile. Gummidichtung. Variable Inneneinteilung. Plombierbar. 90°-Stop-Arretierung durch die Wandhalterung. Inkl. Montagematerial. Dimension: 40 x 30 x 15 cm.  
Optional: Füllung DIN 13169 erweitert, 200-teilig.

Ausführung	Preis/Gerät
Koffer, leer	120.00
Koffer, gefüllt	210.00

## Lifepak® CRPlus Defibrillator



**CHF 3490.-**

DER externe Defibrillator für den «First Responder» Einsatz.

Entspricht den neusten Richtlinien der AHA 2005. Geringe Unterhaltskosten. Einfache, klare Bedienung. Biphasischer Impuls (200-360 Joule). Inbegriffen: Tragtasche, Einführungsvideo. 2 Einweg-Elektroden. 1 Batterie (Charge-Pak) installiert. 1 Gebrauchsanweisung.

# Notfallrucksack Betriebssanität



ab CHF 240.-

Ausführung	Preis/Stück
Rucksack ATLS, leer	240.00
Set in Rucksack ATLS	815.00
Set inkl. O2-Flasche/Druckminderer	1350.00

## Inhalt:

Diagnostik: 1 automatisches Blutdruckmessgerät Oberarm. 1 Infrarot-Stirnthermometer.

Immobilisation: Stifneck Select Halskragen Erwachsene. 1 SamSplint. 2 Dreiecktücher.

Kälte-/Wärmetherapie: 2 Sofort-Kalt-Kompressen. 1 Sofort-Warm-Kompressen. 1 Rettungsdecke Erwachsene.

Sauerstoff: Einweg-Beatmungsbeutel mit Beatmungsmaske 5.

Verbrennung (chemisch/thermisch): 1 Diphotérine Augenspülbeutel 500 ml. 1 Diphotérine Haut-Spray Mini 200 ml. 1 Vestasan Multi Set. 1 Vestasan 35 x 50 cm.

Steril verpacktes Verbandmaterial: Doppelwand-Amputatenset (Finger, Hand, Arm, Bein). 7 Verbandpäckchen (S, M, L). 5 Schnellverbände. 1 Verbandtuch 40 x 60 cm. 1 Verbandtuch 60 x 80 cm. 6 Wundkompressen 10 x 10 cm. 2 Augenkompressen oval. 3 x Omni-Strip 3 x 76 mm.

Übriges Verband- und Sanitätsmaterial: 1 Wundreinigungssset. 1 Rolle Heftpflaster 2.5 cm x 5 m. 8 Wundpflaster (10 x 6 cm). 50 Wundpflaster Sortiment. 8 elastische Fixierbinden. 5 Tücher. 10 Vliesstofftücher. 1 Beutel Verbandwatte. 1 Idealbinde. 1 Netzverband. 2 Paar Vinyl-Einmalhandschuhe. 6 Holzmundspatel. 1 Augenklappe mit Band. 2 Lederfingerlinge mit Band. 1 Erste-Hilfe Schere. 1 Splitterpinzette. 2 Folienbeutel mit Verschluss. 1 Zettelblock für Verletzte. 1 Schreibstift. 1 Anleitung zur Ersten Hilfe.

Preise gültig bis 31. Dezember 2006, exkl. MwSt.

**Bestellen Sie noch heute per FAX: 061 983 95 44**

Artikel	Ausführung	Bestellmenge	Preis/Einheit in CHF
Krankentrage DIN 13024	1 Krankentrage	_____	340.00
Rettungssäule, gefüllt	1 Rettungssäule	_____	695.00
Untersuchungsliege 370 S	1 Untersuchungsliege	_____	695.00
Erste-Hilfe Koffer Multi	1 Koffer, leer	_____	120.00
	1 Koffer, gefüllt	_____	210.00
Burn Kit Multi	1 Tasche, gefüllt	_____	298.00
Lifepack® CRPlus Defibrillator	1 Gerät	_____	3490.00
Notfallrucksack Betriebssanität	1 Rucksack ATLS, leer	_____	240.00
	Set mit Rucksack ATLS	_____	815.00
	Set inkl. ATLS, O2-Flasche/Druckmind.	_____	1350.00

Adresse / Stempel:

Ort, Datum:

Unterschrift:

**tinovamed**

Gewerbehau Sigmatt  
Rünenbergerstrasse 44  
CH-4460 Gelterkinden  
Tel. +41 (0) 61 981 39 94  
Fax +41 (0) 61 983 95 44  
info@tinovamed.ch  
www.tinovamed.ch